

Процедура омоложения на аппарате BIOGENIE INTERFACE®



44

Лаборатория BIOGENIE INTERNATIONAL (Франция) представляет новый аппарат BIOGENIE INTERFACE®. Это инновационное оборудование совместно разработали BIOGENIE и APPLE — компании-лидеры в своих отраслях. Процедура омоложения на аппарате BIOGENIE INTERFACE® — эффективная и результативная, позволяет в короткий срок добиться видимого результата, без ощущения боли и дискомфорта. Действие аппарата основано на комбинированном воздействии гармоничных, синусоидально-модулированных клеточных токов «Биожени», эксклюзивной массажной техники и специально адаптированных косметических препаратов.

Этап 1. Демакияж

Ватными дисками, пропитанными лосьоном Phytodemaq, очистить кожу лица, шеи, зоны декольте, а также области глаз и губ. Лосьон Phytodemaq — отлично сбалансированное очищающее средство 3 в 1: молочко, тоник, эксфолиант. Содержит касторовое масло, экстракты хмеля, можжевельника, мха, корня женьшеня, сосновой хвои, сапонины, алоэ вера.



Этап 2. Стимуляция абдоминального дыхания

Выполнить оригинальную технику массажа и дыхания «Биожени».



Этап 3. Биолимфодренаж-1

Нанести на лицо 2—3 мл сыворотки l'essential и посредством специальной техники массажа стимулировать лимфоотток в области лица и шеи.

Сыворотка l'essential, которая на 99,5 % состоит из натуральных растительных компонентов. Эффективно дренирует ткани, улучшает микроциркуляцию, стимулирует клеточное возобновление, питает, омолаживает. Активный проводник биологически активных веществ, усиливает действие кремов и сывороток. Содержит гидроляты вербены лимонной, лаванды горной, тимьяна обыкновенного, эфирные масла лимона, апельсина, грейпфрута, герани, розмарина, шалфея, масло косточек миндаля, сок листьев алоэ.



Этап 4. Детоксикация

В меню аппарата выбрать режим «Карточка клиента» и создать или найти уже существующую карточку клиента. Затем выбрать режим «Детоксикация».

Пропитать спонжи аппарата раствором Detoxicant и по соответствующей схеме проработать поверхность лица и шеи в режиме «Детоксикация».

Продолжительность фазы — 5 минут. Затем протереть лицо лосьоном Phytodemaq. Лосьон Detoxicant — ключевой препарат этапа детоксикации методики «Биожени». В комбинации с токами «Биожени» лосьон обеспечивает глубокую очистку внутриклеточной жидкости от токсинов и продуктов распада. Содержит азулен, гаммелис, конский каштан, экстракты ивы, земляники, хмеля, сосны, мха.



Этап 5. Очищение

Смешать 5 мл маски Masque de Nuit с 2 мл растительной сыворотки l'essential и с помощью кисточки нанести ровным слоем на кожу лица и шеи. Оставить на 10—15 минут. Затем удалить ватными дисками, смоченными лосьоном Phytodemaq.

Очищающая ночная маска Masque de Nuit способна эффективно проникать в глубокие слои эпидермиса, гарантирует глубокое очищение эпидермиса, улучшает микроциркуляцию, оказывает антиоксидантное действие, питает, тонизирует, восстанавливает естественный pH кожи. Содержит каолин, токоферил никотинат, комплекс растительных экстрактов и липоаминокислот, масло сезама, протеины сладкого миндаля, витамин E.



Этап 6. Орошение витаминным лосьоном

Распылить витаминный лосьон на кожу лица и шеи.

Витаминный лосьон Lotion vitamine превосходно тонизирует, освежает, увлажняет, заживляет и стимулирует метаболизм клеток. Обогащен витаминно-минеральным комплексом зеленых частей растений, содержит масла шалфея, кипариса, семян моркови, экстракт гамamelиса, алоэ вера, огурца.



Этап 7. Биопитание

Нанести на кожу лица сыворотку, соответствующую проблеме. Поверх нее — Gelee Royal Vegetal.

Токопроводящее королевское желе Gelee Royal Vegetal позволяет осуществить полноценное питание и энергетическое восстановление клеток. Стимулирует клеточную регенерацию, увлажняет, питает и смягчает кожу. Содержит маточное пчелиное молочко, розмарин, экстракты мимозы, мяты, мальвы, алоэ вера, камфору, витамин E, гиалуроновую кислоту. Активные сыворотки «Биожени» (8 наименований) с экстрактом икры, микрокристаллами бриллиантов, гиалуроновой кислотой, витаминами A, C, E, эластином и коллагеном.



Этап 8. Тонизация

Выбрать в меню аппарата режим «Тонизация» фаза 1.

Спонжи аппарата пропитать раствором Tonifiant и всю поверхность лица и шеи проработать по специальной схеме в течение 10—15 минут.

Tonifiant — лифтинговый, тонизирующий, восстанавливающий лосьон. Дренажирует ткани, улучшая обмен жидкостей, восстанавливает полноценную оксигенацию, тонизирует мышечные волокна. Содержит экстракты фукуса, центеллы азиатской, сосны, мимозы, моркови, мяты, мальвы, хмеля, каштана, календулы.





Этап 9. Лифтинг-моделирование овала лица

В меню аппарата выбрать режим «Тонизация» фаза 2. С помощью токов «Биожени», подбираемых индивидуально, проработать поверхность лица, шеи и декольте по специальной схеме от «Биожени». Проработанная половина лица сразу же визуально подтягивается.



Этап 10. Биолимфодренаж-2

В меню аппарата запустить программу персонального подбора препаратов и выбрать необходимые препараты. Смешать 2—3 мл сыворотки l'essential с 2—3 мл сыворотки EJ 20 или крема «Биожени», подобранного по типу кожи, распределить равномерно по лицу и специальной техникой нажатий от «Биожени» проработать всю кожу лица. Интенсивная омолаживающая сыворотка EJ 20 воздействует на глубинные факторы естественного старения, благодаря высокой концентрации фитогормонов (серицин, оризанол, сапонины пшеницы). Стимулирует синтез коллагена и эластина, противостоит процессу образования морщин. Шесть кремов «Биожени» позволяют подобрать средство для любого возраста и типа кожи.



Этап 11. Альгинатная маска

Смешать 20—25 г маски с водой до однородной консистенции средней вязкости. Тонким слоем нанести на всю поверхность лица. Через 10—15 минут после полимеризации снять единым пластом. Увлажняющая, осветляющая, поливитаминовая, альгинатная маски подбираются исходя из типа кожи.

Рекомендуемый курс: 6—10 процедур, 1 раз в неделю.

Biogenie®

НОВЫЙ АППАРАТ
Biogenie
INTERFACE®
ОТ ЛИДЕРОВ
ИННОВАЦИЙ
Biogenie® и Apple®



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- решение широкого спектра эстетических задач неинвазивным воздействием на кожу
- выведение токсинов из клеток (детоксикация на клеточном уровне)
- стимуляция естественных восстановительных процессов в дерме
- доставка в кожу биологически активных веществ
- электрохимическая инактивация свободных радикалов

Аппарат Биожени возвращает молодость Вашей коже!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ
КОМПАНИЯ «ОРКА» ЛТД
тел.: 044 332 57 39; 067 239 57 39
www.biogenie.com.ua