

ГЛУБОКАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ + ЛИФТИНГ НА АППАРАТЕ BIOGENIE INTERFACE®

Лаборатория Biogenie International (Франция) представляет аппарат Biogenie Interface®. Две компании – лидеры своих отраслей Apple и Biogenie объединились для создания этого уникального устройства. Детоксикация и лифтинг на аппарате Biogenie Interface® – это действительно эффективная процедура, позволяющая добиться видимого результата без ощущения боли и дискомфорта. Действие аппарата основано на комбинированном воздействии импульсных, синусоидально-модулированных клеточных токов «Биожени», эксклюзивной массажной техники и специально адаптированных косметических препаратов

**Эксклюзивный представитель
бренда Biogenie в Украине –
компания «Орка»**
www.biogenie.com.ua, office@orca.ua,
(+380 44) 332-5739, (+380 67) 239-5739

Показания к проведению процедуры

Лицо:

- преждевременное старение кожи: сухость, морщины, нарушение пигментации, атоничная и дегидратированная кожа;
- возрастные изменения, снижение эластичности и тургора;
- купероз;
- темные круги и «мешки» под глазами;
- расширенные поры;
- себорея, акне, постакне;



- нарушение клеточного метаболизма и обмена веществ в тканях.

Грудь:

- преждевременное старение кожи: сухость, атоничная и дегидратированная кожа;
- Процедура отлично сочетается с инъекционными методиками и дополняет их. В настоящее время программа не имеет аналогов.

ХОД ПРОЦЕДУРЫ

1 этап Демакияж

Лосьон Phytodemaq – прекрасно сбалансированное очищающее средство 3 в 1: демакияж, тоник, эксфолиант. Ватными дисками, пропитанными лосьоном Phytodemaq, очищаем зону лица, шеи, декольте, а также область вокруг глаз и губ.

2 этап Стимуляция

абдоминального дыхания (фото 1)

Используем оригинальную технику массажа и дыхания «Биожени».

3 этап Биолимфодренаж-1 (фото 2)

Сыворотка l'essential на 99,5% состоит из натуральных растительных компонентов. Наносим на лицо 2–3 мл сыворотки l'essential и специальной техникой массажа стимулируем лимфоотток в области лица и шеи.

4 этап Глубокая детоксикация

(фото 3)

Лосьон DTX – ключевой препарат этапа детоксикации по методике «Биожени».

В меню аппарата выбираем режим «Карточка клиента» – создаем ее или находим уже существующую, далее

выбираем режим «Детоксикация». Пропитываем спонжи аппарата раствором DTX и по соответствующей схеме прорабатываем поверхность лица и шеи. Длительность фазы – 5 минут.

5 этап Очищение (фото 4)

Очищающая крем-маска Masque de Nuit способна эффективно проникать в глубокие слои эпидермиса и эффективно очищать. Наносим на лицо 2–3 мл Masque de Nuit и производим 5-минутный массаж. Затем удаляем ватными дисками, смоченными лосьоном Phytodemaq.

6 этап Тонизация витаминным лосьоном (фото 5)

Распыляем витаминный лосьон Lotion Vitaminee по коже лица и шеи.

7 этап Биопитание

Токопроводящее «Королевское желе GRV» позволяет осуществить полноценное питание и энергетическое восстановление клеток. Наносим на кожу лица сыворотку, соответствующую решаемой проблеме, поверх сыворотки наносим GRV.

8 этап Тонизация (фото 6)

Выбираем в меню аппарата режим «Тонизация», фазу 1. Спонжи аппарата пропитываем раствором TNF, всю поверхность лица и шеи прорабатываем по специальной схеме в течение 10–15 минут.

9 этап Лифтинг лица

В меню аппарата выбираем режим «Тонизация», фазу 2. С помощью токов «Биожени», подбираемых индивидуально, прорабатываем поверхность лица, шеи и декольте по специальной схеме.

10 этап Биолимфодренаж-2 (фото 7)

В меню аппарата запускаем программу персонального подбора препаратов и выбираем необходимые. Наносим омолаживающую сыворотку EJ 20 и крем по типу кожи, производим завершающий лимфодренаж.



11 этап Альгинатная маска (фото 8)

Увлажняющая, осветляющая и поливитаминная альгинатные маски подбираются, исходя из типа кожи. Тонким слоем наносим альгинатную маску с добавлением 2–3 мл сыворотки l'essential. Через 15–20 минут после полимеризации снимаем единым пластом.

Длительность процедуры: 30–40 минут.

Рекомендуемый курс: 6 процедур, 1 раз в неделю.

Противопоказания: все острые состояния (в том числе ОРВИ, герпес), онкопатология, а также беременность свыше шести месяцев. ■