

Аппарат Biogenie СВ 3000 предназначен для устранения проявлений целлюлита, формирования стройного силуэта, решения возрастных, послеродовых изменений, проведения общеоздоровительных процедур.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ ОТ BIOGENIE (ФРАНЦИЯ)



1



2



3



4



5



6



7



8

Программа эффективна благодаря сочетанию:

- вакуумного массажа;
- токов клеточной электроэстетики;
- косметических средств ухода за телом;
- ручной методики массажа с элементами восточной дыхательной гимнастики.

Электромагнитные импульсы аппарата, благотворно воздействуя на психо-эмоциональное состояние женщины, являются великолепной антистрессовой терапией. Процедура проводится без комбинезона.

Достижимый результат: быстро и безболезненно кожа становится ровной и упругой, а объемы тела значительно уменьшаются.

Противопоказания:

- все острые состояния (в том числе ОРВИ, герпес);
- онкопатология;
- беременность.

Строгое соблюдение схемы процедуры, предлагаемой производителем, гарантирует быстрый, стойкий результат без травматических и болевых ощущений.

Ход процедуры

Шаг 1. Стимуляция абдоминального дыхания (фото 1, 2, 3).

Шаг 2. Стимуляция лимфатических коллекторов в области паха, бедра, колена (фото 4, 5).

Шаг 3. Детоксикация.

Фаза глубинного очищения межклеточных жидкостей является специфическим, эксклюзивным, ключевым методом лабораторий Biogenie. Возможна она лишь при совмещении прохождения клеточных токов и деполяризующих действий препарата. Спонжами, смоченными раствором «Детоксикант», проводим детоксикацию тела последовательно в области живота, бедер, голеней (фото 6, 7). Затем на задней поверхности тела в области ягодиц, бедер, голеней.

Шаг 4. Детоксикация с использованием специаль-



ных антицеллюлитных препаратов.

Наносим препараты «Лимфоргу» и «Целлюлоргу» на поверхность ягодиц, бедер, голеней. Моделирующей головкой аппарата выполняем детоксикацию этих участков (фото 8).

Шаг 5. Нанесение технического масла.

Перед проведением тонизации и вакуумного массажа на обрабатываемую поверхность тела наносим техническое масло Biogenie (фото 9).

Шаг 6. Тонизация и вакуумный массаж ягодиц, бедер, голени по соответствующей схеме (фото 10).

Запатентованные Biogenie клеточные токи, активизируют дерму к синтезу коллагена и эластина. А вакуумный массаж стимулирует лимфодренаж и тонизацию мышц. Синергизм действия вакуума и клеточных токов обеспечивается контактными продуктами, которые контролируют процессы распада и синтеза жиров.

Шаг 7. Детоксикация моделирующей головкой аппарата передней поверхности тела: живота,

бедер, голеней с использованием «Лимфорги» и «Целлюлорги» (фото 11).

Шаг 8. Нанесение технического масла. Тонизация и вакуумный массаж по схеме передней поверхности тела: живота, бедер, голеней (фото 12).

Шаг 9. Стимуляция лимфатических коллекторов и абдоминальное дыхание по схеме.

Длительность процедуры: 60-90 минут.

Рекомендуемый курс: 10-15 процедур 2 раза в неделю.

При целлюлите первой стадии и отсутствии избыточного веса возможен курс в 5-7 процедур 1 раз в неделю с целью устранения дряблости кожи и тонизации мышц.

Поддерживающая терапия проводится по окончании курса 1 раз в месяц.

В домашних условиях рекомендуется использование дренажных и антицеллюлитных препаратов «Лимфорга» и «Целлюлорга». При выраженной сухости и дряблости кожи — дополнительно «Раффорга».

Biogenie[®]
beauté
concept

Аппарат для коррекции фигуры Biogenie CB-3000

*Глубокая детоксикация
кожи*

*Вакуумное воздействие
без использования
комбинезона*

*Стимуляция клеточными
токами Biogenie*

*Работа на всех участках
тела*

Сделано во Франции

*Выгодное предложение
для салонов*

Эксклюзивный представитель
BIOGENIE в Украине — компания «ОРКА Лтд»
тел.: (044) 332-57-30, 288-13-33
www.biogenie.com.ua